

Heylo™

die neue „App auf Rezept“ für Stomaträger



Was ist Heylo™?

Heylo™ ist die weltweit erste digitale Leckage-Benachrichtigung für Stomapatienten und überprüft die Stomaversorgung kontinuierlich auf Anzeichen von Leckagen. Heylo™ wird zusammen mit der Stomaversorgung verwendet und steht via Bluetooth in ständigem Kontakt mit dem Smartphone des Patienten. Die Heylo™-App informiert den Patienten bei potenziellen Leckagen diskret über das Smartphone. Sie können Ihren Patienten Heylo™ als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) per Rezept verordnen, um ihnen den Alltag zu erleichtern.

Warum Heylo™?

- **92%** der Menschen mit einem Stoma machen sich über Leckagen Gedanken.¹
- **76%** der Menschen mit einem Stoma haben monatliche Erfahrungen mit Leckagen unter der Basisplatte.²
- **26%** der Menschen mit einem Stoma haben im letzten Monat Leckagen auf ihrer Kleidung erlebt.³
- **!** Leckagen haben signifikante Auswirkungen – körperlich und mental.

Mehrwert von Heylo™



„Mit Heylo™ ist die Angst vor Leckagen für mich völlig verschwunden.“

Jürgen | DE



„Psychisch gesehen, bin ich nicht mehr so angespannt wie früher.“

Iris | DE

Was ist eine DiGA?

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind digitale Medizinprodukte wie z.B. Gesundheits-Apps. Heylo™ ist im DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel (BfArM) aufgenommen und kann somit als „App auf Rezept“ verordnet werden. Die Kosten werden von der GKV (Gesetzlichen Krankenversicherung) übernommen. Die Verordnung ist budgetneutral (Kassenrezept – Muster 16). Die Kosten für DiGA belasten das Budget des Arztes nicht.⁴ Erfolgreiche digitale Lösungen für die Gesundheit werden aus der Perspektive der Patienten entwickelt und stellen deren Bedürfnisse und Alltagshandeln in den Mittelpunkt.⁵

Wie erhält der Patient Heylo™?



Schritt 1: Verschreibung der DiGA

Kassenrezept Muster 16 – bitte Rückseite beachten.



Schritt 2: Heylo™ im App-Store herunterladen

(iOS oder Android)





Schritt 3: Aktivierungscode der Krankenkasse

in der Heylo™-App eingeben



Weitere Informationen für Fachkreise

<https://www.heylo.coloplast.de/fuer-verschreiber-krankenkassen/>



Bestandteile:
App, Sender,
Sensorschicht und
Ladegerät

1. Jeppesen PB et al. Impact of stoma leakage in everyday life: data from the Ostomy Life Study 2019. Br J Nurs 2022, 31(6):48-58

2. Down G et al. Perception of leakage: Data from the Ostomy Life Study 2019. Br J Nurs 2021, 30(22):4-12



3. Martins L. et. al. Challenges faced by people with a stoma: peristomal body profile risk factors and leakage. Br J Nurs 2022, 31(7): 376-385


4. <https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/alles-fuer-den-praxisalltag/verordnung/digitales-gesundheitsanwendungen>

5. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeberkrankenversicherung/arsnei-heil-und-hilfsmittel/digitale-gesundheitsanwendungen.html>

Heylo™

die neue „App auf Rezept“ für Stomaträger


- 
1. Welche Art von Stoma hat Ihr Patient?
 - ✓ Kolostoma
 - ✓ Ileostoma
 - ✗ Urostoma (für Urostomata nicht geeignet)
- 
2. Welche Konsistenz haben die Ausscheidungen Ihres Patienten?
 - ✓ Flüssig/breiig (5-7 auf der Bristol-Skala)
 - ✗ Fest (bei festen Ausscheidungen nicht geeignet)




Typ 5: Weiche Klümpchen mit glattem Rand (leicht auszuscheiden)



Typ 6: Weiche Klümpchen mit unregelmäßigem Rand



Typ 7: Flüssig, ohne feste Bestandteile
- 
3. Hat Ihr Patient ein Smartphone?
 - ✓ Ja
 - ✗ Nein (ein Smartphone ist nötig)

Für Patienten mit einteiligem System



Erstverordnung für die einteilige Stomaversorgung Starter-Set und 90-tägige Versorgung (PZN: XXXXX)

Folgeverordnung für die einteilige Stomaversorgung 90-tägige Versorgung für Patienten, die Heylo™ bereits anwenden (PZN: XXXXX)

Für Patienten mit zweiteiligem System



Erstverordnung für die zweiteilige Stomaversorgung Starter-Set und 90-tägige Versorgung (PZN: XXXXX)

Folgeverordnung für die zweiteilige Stomaversorgung 90-tägige Versorgung für Patienten, die Heylo™ bereits anwenden (PZN: XXXXX)

Jede Verordnung ist für 90 Tage gültig. Sie enthält die App-Nutzung sowie die Versorgung mit ausreichend Produkten.

Musterrezept

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger Musterkrankenkasse	MUSTER
Geb.-pfl.	Name, Vorname des Versicherten Mustermann, Max	geb. am 03.09.74
noctu	Fliederweg 12	
Sonstige	12345 Musterstadt	
Unfall	Kostenträgerkennung 109519005	Versicherten-Nr. A123456789
Arbeitsunfall	Betriebsstätten-Nr. 12-3456789	Arzt-Nr. 123456-6-67
		Status 1
		Datum 01.06.2021
Rp. (Bitte Laerräume durchstreichen)		
aut idem	Heylo Starterset XXX	PZN: XXXXX
aut idem		
aut idem		
aut idem		
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebnummer	
		Dr. med. Max Mustermann Allgemeinmediziner Musterstraße 20 123456 Ideenstadt Tel. 012 34567 Fax 012 345679 <small>Unterschrift des Arztes</small> Muster 16 (06.2020)

Produktname und PZN angeben

HINWEIS: Bei minderjährigen Patienten unter 16 Jahren ist die Gegenwart eines Erziehungsberechtigten bei der Verordnung erforderlich. Auf das Erfordernis einer Einwilligung eines Erziehungsberechtigten in Vertretung des Kindes/Jugendlichen hinzuweisen.



Weitere Informationen für Fachkreise
<https://www.heylo.coloplast.de/fuer-verschreiber-krankenkassen/>

Folgen Sie uns für noch mehr Tipps und Infos:    @ColoplastDE

Ostomy Care / Continance Care / Wound & Skin care / Interventional Urology

Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg, Tel. 040 669807-77, service@coloplast.com, www.coloplast.de.
 The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2022-02. All rights reserved Coloplast A/S. 230NSP438

